



SYAI SENZOR

PRAKTICKÉ INFORMACE

Jak správně aplikovat SYAI senzor, jak postupovat při vyšetřeních a další důležité pokyny pro správné použití glukózového senzoru SYAI.



+420 732 116 990
www.tajamed.cz

Jak aplikovat SYAI

Pro správnou funkci a maximální výdrž senzoru dodržujte následující doporučení:

Výběr místa

Zvolte měkké místo s alespoň malou vrstvou podkožního tuku.

Zároveň vybírejte oblast, kde bude senzor chráněn před náhodným stržením nebo mechanickým poškozením (např. třením o jinou část těla, při pohybu nebo kontaktem s pevnou překážkou).

Příprava pokožky

- Odstraňte ochlupení v místě aplikace.
- Použijte lihovou dezinfekci (nepoužívejte Alpu, lihobenzín ani jódové dezinfekce).
- Pokožku důkladně odmastěte nebo omyjte mýdlem.

Nechte dezinfekci zaschnout

Dezinfekci nechte zcela zaschnout – **klidně až 5 minut.**

Pokud aplikujete senzor na vlhkou pokožku, lepidlo se znehodnotí a senzor může brzy odpadnout.

Správné přiložení senzoru

- Přiložte aplikátor kolmo na pokožku tak, aby celá jeho plocha dobře dosedla.
- U štíhlejší paže jemně podeberte sval, abyste vytvořili vhodnou plochu.

SYAI je zdravotnický prostředek určený ke kontinuálnímu monitoraci glukózy. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání a seznamte se s možnými riziky spojenými s jeho používáním v souladu s určeným účelem. Pokud vaše příznaky neodpovídají hodnotám glukózy a upozorněním senzoru, nebo máte podezření, že měření a upozornění mohou být nepřesná, vždy si zkontrolujte hladinu glukózy pomocí glukometru.

Jak aplikovat SYAI

Pro správnou funkci a maximální výdrž senzoru dodržujte následující doporučení:

Aplikace senzoru

- Na senzor netlačte silou – pouze jej přiložte na pokožku.
- **Po aplikaci ponechte aplikátor na místě alespoň 10 sekund, aby se aktivovalo lepidlo.**
- S aplikátorem nijak netočte a poté jej odstraňte kolmo nahoru.

Zajištění přilnutí

- Jemně přitlačte senzor k pokožce.
- Okraje náplasti lehce přejeďte prstem pro lepší přilnutí.

Aktivace

Aktivujte senzor pomocí QR kódu.

Prvních 24 hodin

- Občas senzor jemně přitlačte, aby lepidlo lépe drželo.
- **Vyhňte se sauně a horkým koupelím.**

Další doporučení

Dodatečné krytí není nutné ihned po aplikaci.

Používání

Senzor je připraven k použití po dobu až 14 dní.



SYAI je zdravotnický prostředek určený ke kontinuálnímu monitoraci glukózy. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání a seznamte se s možnými riziky spojenými s jeho používáním v souladu s určeným účelem. Pokud vaše příznaky neodpovídají hodnotám glukózy a upozorněním senzoru, nebo máte podezření, že měření a upozornění mohou být nepřesná, vždy si zkontrolujte hladinu glukózy pomocí glukometru.

MRI, CT, RTG a jiné

Použití senzoru SYAI při vyšetřeních a bezpečnostních kontrolách:

MRI (magnetická rezonance)

Před vyšetřením je nutné senzor SYAI **vždy odstranit**.

Akutní MRI:

Po doložení lékařské zprávy je možné požádat o náhradní senzor SYAI.

Plánované MRI:

Náhradní senzor nelze poskytnout.

CT, RTG a bezpečnostní kontroly (např. letiště)

Senzor není nutné odstraňovat. Vždy však předem **informujte zdravotnický nebo bezpečnostní personál** o jeho přítomnosti.



SYAI je zdravotnický prostředek určený ke kontinuálnímu monitoraci glukózy. Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání a seznamte se s možnými riziky spojenými s jeho používáním v souladu s určeným účelem. Pokud vaše příznaky neodpovídají hodnotám glukózy a upozorněním senzoru, nebo máte podezření, že měření a upozornění mohou být nepřesná, vždy si zkontrolujte hladinu glukózy pomocí glukometru.